

Safescraper Twist

Curve Version



3 стерильных скребка в упаковке

Особенности

Эргономичный дизайн

Сбор кортикальной кости легко достигается с внутренней стороны.

Камера для сбора 2,5 куб. см

За раз можно собрать большое количество кости. Если необходимо, камера может быть очищена и скребок может быть использован снова на том же пациенте.

Сбор кости со свернувшейся кровью

Трансплантат обладает высокой биологической пластичности, что делает его легким в обращении.

Превосходный метод сбора

Техника ручного сбора позволяет сохранить жизнеспособность клеток.

Безопасность

Скребок стерилен и при сборе кости исключается любой шанс заражения.



160° лезвие позволяет врачам собрать кость с любой костной поверхности



Прозрачная камера вмещает в себя до 2,5 куб. см кости, которая может быть использована отдельно или в смеси с другими материалами



Safescraper[®]

TWIST



ИндигоМед

Комплексное оснащение клиник
Работаем по всей России!

Сайт: med-indigo.ru Тел.: 8 800 550 87 07